

## 各種カルバペネム薬を用いた KPC検出の感度・特異度

検査方法	メロペネム		イミペネム		エルタペネム	
	感度	特異度	感度	特異度	感度	特異度
基準 (BMD)	94	98	94	93	97	89
Etest	58	96	55	96	90	84
ディスク拡散法	71	96	42	96	97	87
Vitek2	48	96	71	96	94	93
MicroScan	84	98	74	96	100	89
Phoenix	61	98	81	96	-	-

・ K. F. Anderson,\* D. R. Lonsway,et.,al. : Evaluation of Methods To Identify the *Klebsiella pneumoniae* Carbapenemase in *Enterobacteriaceae*, JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Aug. 2007, p. 2723–2725のTABLE 1 を改編